

AssisDentin tekniset vaatimukset

Tyydyttävä AssisDent-palvelun käyttökokemus saavutetaan, kun laite- ja verkkoympäristö on oheisen taulukon *minimi*-sarakkeen mukainen. Paras käyttökokemus saavutetaan, kun AssisDent-palvelun käyttöympäristö toteutetaan *suositus*-sarakkeen mukaisesti.

	Minimi	Suositus
Proessori	Vähintään 2 corea ja 64-bittinen prosessori.	Sama vaatimus kuin Windows 11 edellyttää. Vähintään 4 corea ja 64-bittinen prosessori
Keskusmuisti	4GB	8GB
Näyttö	19"	24"
Resoluutio	1366 x 768	1600 x 900
Tulostin	Lasertulostin	Lasertulostin
Näppäimistö/Hiiri	standardi	standardi
Käyttöjärjestelmä (Windows 64 bit)	Windows 10 (1607), 64 bit Windows 11 (22000), 64 bit Windows Server 2012, 64 bit .NET 8	Windows 10 (1607), 64 bit Windows 11 (22000), 64 bit Windows Server 2012, 64 bit .NET 8
Laajakaista	10/10 MB	>10/10 MB
Varayhteys	4G mobiili liittymä	5G mobiili liittymä
Vastaanoton verkkoyhteydet	Suosittelemme yritystason reititintä. Kuluttajakäyttöön tarkoitetuilla laajakaistareitittimillä on taipumusta aiheuttaa katkoja ja kaatumisia verkkoliikenteessä. Internet-yhteytesi tarjoaja osaa kertoa enemmän näistä tuotteista.	

Röntgenkuvajärjestelmä ja maksupääteliittymät AssisDentiin

Röntgenkuvajärjestelmä- liittymät AssisDentiin	<ul style="list-style-type: none"> • DIGORA® for Windows • Planmeca Romexis® • RayMage® • CLINIVIEW™ • SCANORA® • Sirona - Sidexis
	Huom! Uusia liittymäjä tuodaan palveluun jatkuvasti. Tarkista nykytilanne myyntipalvelustamme

Maksupäätteet



<http://www.point.fi/fi/Finland/Start/Tuotteet/>

Huom. varmista maksupäätetoimittajaltasi, että maksupäätteen tukee ohjelmistoversiota 1.04.3202 tai sitä uudempaa



<http://www.netskauppa.fi/tm/Maksupaatteet/>

varmista sopivien maksupäätteiden myyntipalvelustamme. Huom. tilanne

ASSIDENT

AssisDentin liittynät taloushallintojärjestelmiin

Taloushallinto

- Navision (Microsoft)
- Tikon (Tikon ohjelmistot)
- Microsoft Dynamics AX (Microsoft)
- EmCe (EmCen taloushallinto-ohjelma)

AssisDent-palvelusta voidaan tehdä taloushallinnon viennit CSV-tiedostoina, jotka voidaan lukea suoraan taloushallintojärjestelmiin (import).

AssisDentin REST API rajapinnan kautta on mahdollista siirtää talousdataa esimerkiksi kirjanpitojärjestelmään.

AssisDent-palvelun varmuuskopiointi ja päivitykset

Varmuuskopiointi

Varmuuskopiointi

AssisDent-palvelun tiedot ovat jatkuvasti reaaliaikaisina tallessa fyysisesti eri palvelinsaleissa. Lisäksi tiedoista otetaan varmuuskopio erikseen joka yö. Mikäli käytät RTG-ohjelmistoa tai AssisDentin potilaskansio-ominaisuutta, sinun tulee varmistaa itse näiden tietojen varmuuskopiointi.

AssisDent-palvelun päivitykset

Huolehdimme palvelun päivityksistä puolestasi AssisDent palvelukuvauksen mukaisesti.

AssisDent on KanTa-välittäjä vuodesta 2014 lähtien

Kanta-palveluihin
(eResepti/eArkisto)
kirjautuminen

Terveystieteiden ammattikortti
<http://www.fineid.fi/default.aspx?id=316>

Kortinlukija	Integroitu tai erillinen USB-käyttöön tarkoitettu kortinlukija.
Kortinlukijaohjelmisto	mPollux DigiSign Client -kortinlukijaohjelmisto http://www.fineid.fi/default.aspx?id=678